

DOZOWNIKI Z NAWILŻACZEM DO TLENU



FUNKCJE

- › pomiar i wskazanie przepływu przy połączeniu z jednostkami końcowymi systemów rurociągowych gazów medycznych,
- › regulacja przepływu gazu przy użyciu pokrętki,
- › nawilżanie gazu wodą destylowaną w trakcie dozowania.

PARAMETRY TECHNICZNE

- › ciśnienie wejściowe 5 bar,
- › zakres ciśnienia dla prawidłowych wskazań 5 +/- 0,5 bar,
- › zakres regulacji przepływu 0,17 l/min lub 0-6 l/min,
- › butelka nawilżacza poliwęglanowa o pojemności 300 ml (standard),
- › butelka nawilżacza szklana o pojemności 250 ml, 500 ml, 1000 ml (opcjonalnie),
- › min. ilość wody destylowanej do nawilżania 70 ml,
- › max. ilość wody destylowanej do nawilżania 150 ml,
- › temperatura sterylizacji:
 - pojemnik poliwęglanowy 121°C,
 - pojemnik szklany 134°C,
- › wydajność ok. 12 ml. wody/h przy przepływie gazu 17 l/min,
- › wilgotność gazu (jeśli wymagane jest nawilżanie) 0-60%,
- › dokładność odczytu +/- 10%



DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY DO PUNKTU*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany do punktu AGA	DTM 03 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany do punktu DIN	DTM 03 01 02
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany do punktu AGA	DTM 04 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany do punktu DIN	DTM 04 01 02

DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY NA SZYNIE*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węzłem i wtykiem kątowym AGA	DTM 03 02 10
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węzłem i wtykiem kątowym DIN	DTM 03 02 11
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węzłem i wtykiem kątowym AGA	DTM 04 02 10
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węzłem i wtykiem kątowym DIN	DTM 04 02 11

* możliwość podłączenia nawilżacza z pojemnikiem szklanym



DOZOWNIKI PODWÓJNE Z NAWILŻACZEM DO TLENU

MONTAŻ

- › Dozowniki można montować do punktu poboru gazów za pomocą wtyków AGA, DIN oraz do szyn medycznych typu DIN/MODURA za pomocą uchwytów zaciskowych.

ZASILANIE

- › tlen od 4 do 6 bar
- › opcjonalnie na życzenie Klienta zasilanie sprężonym powietrzem



DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY DO PUNKTU*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-6 l/min, mocowany do punktu poboru AGA	DTM 07 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-6 l/min, mocowany do punktu poboru DIN	DTM 07 01 02
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-17 l/min, mocowany do punktu poboru AGA	DTM 08 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-17 l/min, mocowany do punktu poboru DIN	DTM 08 01 02

* możliwość podłączenia nawilżacza z pojemnikiem szklanym

DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY NA SZYNIU*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym AGA	DTM 08 04 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym DIN	DTM 08 04 02
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym AGA	DTM 08 02 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 2 x 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym DIN	DTM 08 02 02

* możliwość podłączenia nawilżacza z pojemnikiem szklanym

DOZOWNIKI Z NAWILŻACZEM SPRĘŻONE POWIETRZE

DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY DO PUNKTU*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany do punktu AGA	DAM 03 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany do punktu DIN	DAM 03 01 02
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany do punktu AGA	DAM 04 01 01
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany do punktu DIN	DAM 04 01 02

DOZOWNIK Z NAWILŻACZEM MOCOWANY NA SZYNIE*	INDEKS
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym AGA	DAM 03 02 10
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-6 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym DIN	DAM 03 02 11
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym AGA	DAM 04 02 10
Dozownik z nawilżaczem, zakres 0-17 l/min, mocowany na szynie DIN/MODURA z uchwytem, węże i wtykiem kątowym DIN	DAM 04 02 11

* możliwość podłączenia nawilżacza z pojemnikiem szklanym



instalacja



gwarancja



atestacja



doradztwo



serwis



projektowanie



analiza potrzeb



© AwaMed-Medizintechnik
edycja czwarta 01.10.2020

AwaMed-Medizintechnik Arkadiusz Warzyński
ul. Zeusa 1 • 72-006 Mierzyn • www.awamed.pl

✉ awamed@awamed.pl ☎ tel. 91 48 76 849

20 LAT
doświadczenia

50
instalacji rocznie

20 OSÓB
w zespole

200
produktów

CE
0197

